

Due bracci flessibili e due pinze, con supporto rettangolare



2 bracci flessibile e due pinze, con supporto rettangolare per piccoli comunicatori o tablet leggeri

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 145,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 119,00

Ammontare IVA € 26,18

Produttore: [Loc Line](#)

Descrizione

Un kit formato da due bracci, con una pinza a ciascuna estremità, ed al centro un supporto rettangolare per un piccolo tablet o vari sensori, o un comunicatore leggero da fissare ad una carrozzina, o al letto.

Viene fornito pre-assemblato, con la [chiusura a strappo Duotec](#).

Caratteristiche

Lunghezza bracci: 45 cm (36 segmenti componibili, con 1 elemento ad Y)

Dimensioni supporto rettangolare: 10,16*15,24 cm

Diametro Braccio: 3/4"

Ganascia/pinza/morsetto di fissaggio: 2 pinze (a richiesta possiamo fornire i morsetti SuperClamp al posto delle pinze, scriveteci per avere la quotazione)

Adesivo in dotazione 50 cm di [chiusura a strappo Duotec](#)

Carico massimo: 680 g

Peso: 900 g

Colore: nero

Disponibilità: immediata