

Stativo da Tavolo TC - TableClamp



Stativo da Tavolo Ts-DC con piastra RehAdapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 536,80

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 440,00

Ammontare IVA € 96,80

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Sistema di montaggio da Tavolo, composto dal [morsetto Super Clamp](#), da un tubo piegato di diametro di 22,2 mm e dal supporto [standard UDS-22](#) con manopole.

Molto flessibile con le leve QuickShift su UDS-22 per una regolazione rapida e semplice.

Lo utilizziamo per posizionare dispositivi di comunicazione per fare prove con utilizzatori seduti, o per esposizione durante convegni o fiere potendolo montare e fissare tramite il morsetto in dotazione.

In alcuni casi lo utilizziamo in ambienti scolastici per sostenere dispositivi leggeri.

Caratteristiche:

Capacità di carico: 5 Kg

Altezza dispositivo: 9-31 cm

Morsetto: [Super Clamp](#) (ampiezza apertura da 13 a 55 su tubi rotondi)

Prescrivibilità LEA: ISO 24.24.03.003

Disponibilità: in 3-5 giorni dall'ordine, su richiesta.