

## Sensore Ultra per mano



**Sensore Ultra per mano, molto sensibile, richiede una forza d'attivazione molto leggera**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 120,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 99,00

Ammontare IVA € 21,78

Produttore: [ALTRI](#)

### Descrizione

Ultra è un sensore molto sensibile, di piccole dimensioni, facilmente posizionabile. Il sensore qui proposto è stato modificato nel suo sistema di attivazione per renderne possibile l'attivazione con un leggerissimo movimento delle dita.

Richiede una forza di attivazione da 20 a 70 grammi, la corsa del pulsante è di 2,3 mm.

Il sensore ULTRA per Mano è una alternativa al [sensore Micro Light](#).

### Suggerimento d'USO

Abbinamento possibile ad un [campanello di chiamata](#) o come strumento di input di un computer o come sistema di attivazione di un giocattolo adattato.

### INFO

- Connettore: jack da 3,5 mm mono, connettore a 90°
- Lunghezza cavo: 183 cm
- Forza di attivazione: 20-75 g
- Dimensioni: 4,5 cm x 1,3 cm x 2 cm
- Feedback: sonoro (click), tattile

**Disponibilità:** su richiesta.