

## IG.com adattatore tablet per CAM30NT



**IG.com adattatore per l'utilizzo della telecamera CAM30NT con tablet commerciali.**

### Prezzo

Produttore: [Alea Technologies GmbH](#)

### Descrizione

IG.com è costituito da una coppia di piastre per l'utilizzo di tablet commerciali con la telecamera CAM30NT.

Il sistema IG.com risolve numerose sfide che devono affrontare gli utilizzatori di tablet commerciali:

- Fissare stabilmente una tablet su un sistema di montaggio (VESA, Rehadapt \*, DAESSY \*, ecc.).
- Montare la telecamera IntelliGaze.
- Proteggere il tablet ed i connettori.
- Aumentare il numero di porte USB fornendo un hub ben fissato.
- Flessibilità per tablet diversi.
- Efficienza dei costi.

La piastra posteriore integra al predisposizione per una VESA 75-100 per il fissaggio agli stativi ed i supporti per il montaggio della [telecamera IntelliGaze CAM30NT](#), per tablet con display 11,6"-12,3".

Viene fornito di maniglia (da fissare con viti ai fori superiori della piastra), e di 2 perni per la telecamera, in modo che quest'ultima risulti a filo con il display.

Richiede [VESA 75 mm](#) o [100 mm](#) per fissaggio a stativi Rehadapt.

IG.com 11-12 - Si adatta a molti tablet 10.5" - 11.6"

Validato su: acer Switch 11, Switch 11V, Dell Venue 11pro

IG.com 12+ - si adatta a molti 11.6" - 12.3"

Validato su: acer Switch alpha 12, Switch 11V, Lenovo Miix 510, Surface Pro 4, Surface Pro [2017]

**Dotazione:** maniglia, hub usb 3.0

**Tablet:** non in dotazione

**Disponibilità:** sempre disponibile.

//