

Interfaccia per sensori - USB CSI-2



Interfaccia USB per 5 sensori per computer, con sedi configurazioni preimpostate, molto compatta e semplice.

Prezzo

Produttore: [ALTRI](#)

Descrizione

Questa interfaccia per sensori per computer, permette di collegare al computer fino a cinque sensori attraverso la porta USB, con sei configurazioni preimpostate - controllo mouse incluso-.

Funziona con tutti i sistemi operativi che supportano le interfacce HID (human interface devices) senza che sia necessario aggiungere alcun driver software. (Per esempio, fra i sistemi operativi supportati: Windows, Apple, Linux, Unix, Ubuntu, ed anche alcuni sistemi operativi per dispositivi mobili o embedded) ed anche con svariati dispositivi dinamici di comunicazione Aumentativa ed Alternativa (Windows-based).

Per Windows

Sono disponibili ben 6 configurazioni, è sufficiente premere il pulsantino posto a lato per passare da una configurazione all'altra. A seconda della posizione del LED (fra le varie righe colorate sul dispositivo) si ha un funzionamento differente. È utilizzabile anche come sistema per emulare lo spostamento della freccia del mouse ed alcune funzioni dei pulsanti del mouse. Questo dispositivo viene alimentato direttamente dalla porta USB, non richiede alimentazione esterna.

Comandi predefiniti

- Riga Gialla mouse: Mouse in alto, Mouse in basso, Mouse a sinistra, Mouse a destra, click
- Riga Verde (tastiera): Freccia alto, Freccia basso, Freccia sinistra, Freccia destra, Tasto Invio
- Riga Arancione: Click sinistro, F3, F5, F7, F8
- Riga Blue: Tasto Spazio, Tasto Invio, Tasto Tab, Tasto ESC, BackSpace
- Riga Rossa: Click Sinistro, 1, 2, 3, 0
- Riga Gialla: Click Sinistro, Click Destro, Doppio Click, Tasto Spazio, Tasto Invio

Funziona con qualsiasi programma, anche con programmi educativi.

Questo dispositivo è dotato anche di un ingresso a vaschetta per l'utilizzo di un sensore a Joystick

DOTAZIONE:

Cavetto USB di collegamento al computer.

CARATTERISTICHE:

- Connessione: porta USB
- Compatibilità: Windows, Mac, Linux ed altri

- Dimensioni: cm
- Ingressi per sensori: 5 da 3,5 mm, mono
- Drivers: HID standard

Prescrivibilità LEA: 24.09.24.003

Disponibilità: su richiesta