

n-Abler TrackBall



Mouse di tipo trackball, con 6 pulsanti.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 439,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 360,00

Ammontare IVA € 79,20

Produttore: [Pretorian](#)

Descrizione

n-Abler Trackball è un mouse con una grande sfera e cinque tasti disposti più un sesto tastino posto lateralmente.

Lo spostamento del puntatore si ottiene, muovendo la sfera nella direzione in cui si vuole spostare il puntatore del mouse sul monitor.

Il mouse è configurato per l'uso con la mano destra, ma può essere facilmente riconfigurato per uso con mano sinistra.

I tasti permettono di controllare il click sinistro, il click destro, il doppio click, lo spostamento sugli assi cartesiani e il trascinamento.

Il sesto tastino laterale consente di regolare la velocità di spostamento del puntatore o per impostare la modalità di configurazione.

La modalità di configurazione permette di cambiare l'orientamento del mouse, di impostare un lieve feedback sonoro alla pressione dei pulsanti, di definire se il mouse verrà usato con mano sinistra o destra (scambiando le funzioni dei pulsanti sinistro e destro). Tutte le modifiche saranno memorizzate direttamente nel dispositivo, per cui al prossimo utilizzo il mouse avrà le impostazioni di come l'avete lasciato.

Lateralmente sono presenti due ingressi per sensori esterni per le funzioni click sinistro, click destro, trascinamento, attivabili con due sensori (non inclusi).

Nella base del mouse sono presenti tre fori per l'aggancio al [piatto triangolare piccolo](#) per il montaggio e posizionamento adeguato alle necessità dell'utilizzatore, consigliamo l'uso del [braccio Magic Arm](#) o similare.

Connettore: USB/ps2

Ingressi sensori: due

Compatibilità: Windows, Mac, Linux

Prescrivibilità: LEA 22.36.21.003

Disponibilità: immediata

