

Pannello interattivo



Il pannello interattivo permette infinite possibilità d'interazione grazie a tutte le attività e i giochi presenti. L'interazione è possibile attraverso il tocco sul touch screen, la voce o i sensori.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Questo touch screen di grande formato (40 pollici) include un computer dedicato con un pacchetto di software sensoriale e di interazione. Il sistema include attività di interazione attraverso la voce con il microfono incluso, con touchscreen o sensori esterni. Attraverso le differenti attività potete lavorare sul causa-effetto, sulla vocalizzazione, la mobilità, il gioco, la scansione, la memoria. Oltre al pacchetto di attività incluse, potete aggiungere applicazioni Windows compatibili. Sono inclusi sia l'imbottitura sia il sistema di fissaggio a parete.

Dimensioni: 104 x 63 cm.

Adatto nei casi di :

Disabilità fisica: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, malattie neuromuscolari
Paralisi cerebrale
Disturbo dello spettro autistico
Danno cerebrale: ictus, trauma cranico
Disabilità intellettiva
Persone anziane
Danno visivo
Menomazione uditiva

Bambini in tenerà età.

Caratteristiche:

Dimensioni: 104x63 cm

Touch screen

Formato 16: 9.

Risoluzione WUXGA 1920 x 1080.

1080p FHD.

16,7 milioni di colori.

Luminosità 700 cd / m2.

Angoli di visualizzazione orizzontali / verticali 178°.

Rapporto di contrasto 3000: 1.

Tempo di risposta di 8 ms.

Touchscreen integrato "Dualtouch", infrarossi, tecnologia touch.

VESA Montante posteriore VESA 400 x 200 mm.

Durata retroilluminazione di 50.000 ore.

Computer (integrato nel touchscreen)

Windows 8.1.

Microfono e altoparlanti.

Tastiera e mouse senza fili.

Avvio rapido (30 secondi)

Protezione

Copertina imbottita nel colore che preferisci.

Accendi / spegni.

Colori

Grigio, nero, blu, azzurro, rosso, arancione, giallo, pistacchio, verde, crema, bianco, marrone.

Disponibilità: su richiesta