

Dispositivo SHX



Dispositivo SHX. Benessere e tempo libero su misura.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Benessere e tempo libero su misura

Il **dispositivo SHX** è stato pensato per quegli ambienti o situazioni in cui sono già presenti la maggior parte dell'hardware e dei dispositivi necessari per costruire una Stanza Multisensoriale nella propria casa.

Il dispositivo SHX è composto dal solo modulo di controllo SHX, interfaccia dedicata, che consente di controllare l'illuminazione, di controllare i dispositivi tramite radiofrequenza ed infrarosso in/out e le vibrazioni. Non include un computer.

Il programma SHX ed i contenuti preconfigurati vengono forniti su chiavetta USB da installare sul proprio computer multimediale con uscita video HDMI. Ciò permetterà selezionando **scene dei contenuti SHX** di **attivare una serie di azioni**.

Sarà possibile attivare suoni e/o video, controllare elementi come i **tubi a bolle** e **le fibre ottiche** o **modificare il colore della stanza**, singolarmente o combinando un gruppo di azioni contemporaneamente, o godere delle vibrazioni data dagli elementi vibroacustici inseriti nelle nostre sedute o nel letto o lettino ad acqua.

Questa specifica interfaccia MSEX06 permette di collegare in serie fino a 20 elementi luminosi che sono configurabili per funzionare ciascuno indipendentemente dagli altri.

Le scene dei contenuti sono organizzate in gruppi tematici omogenei all'interno dei contenuti SHX. Il sistema **SHX include varie collezioni** che possono essere attivate a seconda delle proprie esigenze. Possono essere completamente **personalizzate** e, se lo si vuole, è possibile **aggiungere nuove collezioni e scene coi propri contenuti** ed i propri bisogni, mettendo insieme video, sonoro, effetti ambientali e/o visivi, vibrazioni e luminosi, per poter svolgere le attività necessarie/desiderate.

Adatto nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...

Difficoltà di apprendimento

Anziani

Deficit visivo

Bambini piccoli, intervento precoce

Sistema SHX: Dispositivo SHX

Include:

- Modulo di controllo SHX [hardware proprietario], che integra

RF In/Out

Audio In/Out

6 ingressi per sensori

Interfaccia IR sia per ingresso che uscita

20 canali DMX

1 uscita vibroacustica

alimentatore

1 cavo DMX

- Software SHX e contenuti su chiavetta USB

Disponibilità: su richiesta