

Poltrona vibroacustica con braccioli



Poltrona con braccioli, vibroacustica. Sedetevi e godetevi le vibrazioni di questa poltrona con braccioli.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Progettata per sentire la vibrazione della musica o il suono del video che attraversa il tuo corpo.

Essere a proprio agio, nella posizione corretta e con i livelli di attivazione adeguati all'attività intrapresa è la chiave per il benessere e per qualsiasi intervento educativo o terapeutico.

L'elemento che trasmette la vibrazione è già incorporato.

Per il funzionamento delle vibrazioni al variare della musica è indispensabile il collegamento ad un [modulo di controllo dei sistemi SHX](#).

Adatta nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...

Difficoltà di apprendimento

Anziani

Deficit visivo

Caratteristiche:

Dimensioni: 70*65*70 cm.

Connettore vibrazioni: Speakon

Materiale

I materiali vinilici che utilizziamo nei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.

Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.

Resistente all'abrasione.

Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.

Peso totale: 620 gr / m2

Spessore: 0,5 mm - 1 mm

Conforme al regolamento REACH

Resistente al fuoco: classificazione M2

Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.

Sedute e posizionamento: Poltrona vibroacustica con braccioli

Altamente resistente al sole.

Pulizia

Pulire con acqua e sapone non abrasivi.

Risciacquare con acqua.

Asciugare con un panno morbido e asciutto.

Disponibilità: su richiesta