

Telefono vivavoce adattato - Enabler phone



Telefono vivavoce adattato

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 511,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 419,00

Ammontare IVA € 92,18

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Telefonate con un telefono vivavoce modificato perché sia sempre accessibile.

Questo telefono modificato consente di controllare le funzioni telefoniche a mani libere da remoto utilizzando i nostri controller o localmente usando il tuo sensore preferito.

È possibile effettuare chiamate con la funzione di chiamata rapida o la composizione digitale, nonché rispondere e riagganciare in modo autonomo. Parla con chi vuoi quanto vuoi!

Telefono vivavoce adattato Si basa su due elementi: un telefono con un altoparlante vivavoce e l'elemento di modifica che consente il controllo wireless.

Questo dispositivo è parte della nostra soluzione di controllo ambientale.

SUGGERIMENTI D'UTILIZZO

Attivabile da remoto con uno qualsiasi dei nostri controller.

Effettua chiamate componendo i numeri memorizzati in una qualsiasi delle 10 memorie sul telefono o effettuando chiamate componendo ciascun numero di qualsiasi numero di telefono.

Rispondi alle chiamate e riaggancia in qualsiasi momento.

Digitare le cifre durante una chiamata attiva per eseguire funzioni di controllo su centralini o altri sistemi automatici (DTMF), come la

composizione di un interno.

Con il sistema a radiofrequenza il segnale supera le pareti e gli ostacoli.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230 VAC.
- Controllabile con i nostri telecomandi.
- Due ingressi per sensori singoli (spinotto mono jack da 3,5 mm).
- Dimensioni: 220 x 190 x 50 mm.
- Frequenza radio 433 MHz.
- Collega e usa. Nessuna installazione necessaria
- 10 codici di chiamata diretta ai numeri memorizzati.
- È anche possibile digitare numero per numero.
- Un ingresso per un sensore di input per rispondere e terminare le chiamate.
- Un [ingresso per un sensore](#) per effettuare una chiamata diretta a un numero memorizzato.
- Per controllare un secondo telefono nello stesso sistema, chiedere il riferimento DBJ231B.

■ Parte della nostra soluzione di controllo ambientale

IN DOTAZIONE

- Alimentatore elettrico.
- Cavo telefonico.
- Guida dell'utente.

Prescrivibilità:

■ I nuovi LEA prevedono fra i vari ausili anche alcuni dispositivi telefonici. Elenchiamo qui di seguito gli elementi della normativa

22.24.03 telefoni

22.24.03.006 telefono ad accesso facilitato

apparecchio telefonico fisso o cordless che presenta una o più fra le seguenti caratteristiche, finalizzate a facilitarne l'uso a persone con grave disabilità motoria, alle persone sorde riconosciute ai sensi della legge 381/70 e agli assistiti ipovedenti gravi: tastiera e display notevolmente ingranditi, tastiera personalizzabile con immagini, feedback uditivo sulla digitazione dei numeri, dotazione di auricolare con microfono, suoneria con effetto luminoso locale e/o con attivazione di segnalatori di chiamata esterni di tipo acustico, luminoso o vibratile, amplificatore di volume in ricezione, compatibilità con protesi acustiche.

22.24.03.009 telefono a controllo a distanza

apparecchio telefonico dotato di un sistema di gestione alternativo alla tastiera e alla cornetta: si tratta di un apparecchio a viva voce - o con auricolare microfonico - in cui l'attivazione della linea e la composizione del numero siano effettuabili tramite telecomando oppure tramite selezione a scansione oppure con sistema di riconoscimento vocale.

Disponibilità: Su richiesta.