

Comunicatore iTalk4 con Livelli



Comunicatore a quattro messaggi con livelli. SGD. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 480,68

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 394,00

Ammontare IVA € 86,68

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il NUOVO dispositivo di comunicazione iTalk4 con Livelli è un dispositivo a quattro messaggi su più livelli. L'uscita audio amplificata a doppio altoparlante garantisce una comunicazione chiara in quasi tutti gli ambienti.

iTalk4 con Livelli ha 6 minuti di tempo di registrazione, include tre livelli di registrazione separati e può contenere fino a 12 messaggi unici in qualsiasi momento.

Ciascun messaggio è selezionabile attraverso un pulsante colorato tondo di diametro 6,35 cm, dotato di copertura trasparente in modo da poter allegare un simbolo o foto di tua scelta.

iTalk4 con Livelli è accessibile anche tramite sensori. Collega un sensore a ciascun messaggio per la riproduzione diretta dei messaggi. In alternativa, utilizza le uscite giochi per trasformare iTalk4 con Livelli in un sensore e aggiungi comunicazione alla tua attività.

Utilizzare la piastra di montaggio universale AbleNet (non inclusa) per montare iTalk4 con i livelli sul braccio di montaggio preferito.

iTalk4 con Livelli richiede 4 batterie AA (non incluse).

iTalk4 con Livelli Specifiche Tecniche

- Messaggi / Livelli: 4/3
- Tempo di registrazione: 6 min
- Ingresso Sensori: 4
- Uscite per Giochi adattati/ECU: 2
- Superficie di Attivazione: 6,35 cm diam
- Peso: 658 g
- Batteria: a stilo AA da 1,5 V - Si consiglia di utilizzare batterie standard alcalina con questo dispositivo. Tipo di attivazione Pressione

Forza di attivazione 71g
Dimensioni superficie Attivazione diam 6,35 cm
Tempo di registrazione 6 Minuti
Numero di Superfici per messaggi 4
Numero di uscite per giochi 2
Numero di Sensori di Input 4
Feedback uditivo
Tipo di Batteria 4 batteria 1,5 Volt
Peso 658 g
Montaggio piastra di montaggio universale
Garanzia Prodotto 2 anni

ACCESSORI in dotazione:

- Cavetto di collegamento a dispositivi a batteria
- Due scudi trasparenti.

INFO

Prescrivibilità NT332/99: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003 DM 332/99.

Prescrivibilità LEA: [comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti cod. ISO 22.21.09.021.](#)

Disponibilità prodotto: immediata.