

SuperTalker FT



Comunicatore multi-messaggio a 8 messaggi (8 livelli) Dispositivo che genera voce (SGD Speech Generating Device). Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 877,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 719,00

Ammontare IVA € 158,18

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

SuperTalker FT è un comunicatore "progressivo" progettato per crescere insieme al suo utilizzatore. A differenza degli altri comunicatori, SuperTalker FT può essere configurato per funzionare ad uno, due, quattro, otto messaggi, eliminando la necessità di dover imparare ad usare un nuovo dispositivo allorquando le necessità o capacità cambino.

SuperTalker FT è l'evoluzione del precedente SuperTalker, integra la superficie di attivazione detta "Tocco di Piuma" (Feather Touch, FT) così sensibile da rilevare i tocchi più leggeri.

Include otto livelli di registrazione per registrare fino a 64 messaggi distinti.

SuperTalker FT è accessibile tramite sensori.

Collega un sensore a ciascuna posizione del messaggio per la riproduzione diretta del messaggio o utilizza un sensore per scorrere sequenzialmente ogni posizione del messaggio.

Usa le due Uscite-giochi per trasformare il tuo SuperTalker FT in un sensore ed aggiungere comunicazione alla tua attività.

SuperTalker FT richiede 4 batterie AA (non incluse).

SuperTalker FT dispone di 16 minuti totali di registrazione e 8 livelli di programmabilità.

SuperTalker FT è dotato di:

- un ingresso per un sensore per accedere ai messaggi in sequenza utile -ad un utilizzatore in grado di usare un solo sensore- prima ancora di aver imparato ad operare delle scelte
- 8 ingressi per sensori esterni, uno per ciascuna area di programmazione, per l'abbinamento diretto sensore/messaggio.

CARATTERISTICHE:

- Tempo di registrazione di 16 minuti con durata variabile dei messaggi

- 4 differenti griglie
- Comparto posteriore per contenere le griglie
- 8 livelli di programmabilità per un totale di 64 messaggi
- Ingresso per otto sensori singoli per attivare uno qualsiasi degli otto messaggi
- Ingresso per sensore singolo per uso in sequenza
- Due uscite giochi
- Controllo del volume e possibilità di blocco
- Leggero e portatile 953 g
- Dimensione di ogni area messaggio: a) 9,6*19,8 nella griglia con 1 solo messaggio, b) 9,6*9,6cm a due messaggi, c) 9,6*4,5cm a quattro messaggi, d) 4,5*4,5cm nella griglia a otto messaggi.
- Microfono integrato
- Funziona con 4 batterie AA (non incluse)

INFO:

- Prescrivibilità: [LEA 22.21.09.021](#) /[per la vecchia normativa DM332/99 comunicatore simbolico ISO 21.42.06.003].
- Dimensioni: 32 x 22 x 5 cm
- Dimensioni aree di scelta: a) 9,6*19,8 nella griglia con 1 solo messaggio, b) 9,6*9,6cm a due messaggi, c) 9,6*4,5cm a quattro messaggi, d) 4,5*4,5cm nella griglia a otto messaggi.

Disponibilità: disponibile su richiesta.