

Monty 3D Plus



Stativo da carrozzina per l'uso di sistemi di comunicazione a puntamento oculare.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1159,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 950,00

Ammontare IVA € 209,00

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Stativo da carrozzina sia ad auto-spinta che elettroniche e/o basculanti. Tutti gli snodi hanno la propria manopola di regolazione rapida per un posizionamento preciso e rapido.

Questo modello di stativo è stato arricchito con un doppio tubo, dopo il fissaggio alla carrozzina, per evitare fastidiose vibrazioni o rimbalzi del dispositivo di comunicazione agganciato di peso superiore a 2 Kg.

In dotazione tre tubi da 300mm + 500 mm + 400 mm ed in aggiunta un tubo da 500 mm ed [UDS-22-DC](#).

CARATTERISTICHE

- dal 1-01-2020 non è fornito di [morsetto per il fissaggio](#).
- Sono previste tre posizioni predefinite: utilizzo, uscita, parcheggio.
- Per la rimozione rapida dello stativo basta tirarlo verso l'alto dopo aver mosso una leva di blocco.

MISURE:

Lunghezza Tubo 1: 30 cm

Lunghezza Tubo 2: 50 cm

Lunghezza Tubo 3: 40 cm

Diametro tubi: 22 mm

Peso: 2,5 Kg

Capacità massima di carico: 6 Kg

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)