

## Supporto per telecamera per puntatore oculare



### Supporto per telecamera per puntatore oculare compatibile Vesa 75-100

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 115,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 95,00

Ammontare IVA € 20,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

#### Descrizione

Supporto regolabile per varie telecamere per puntamento oculare di diversi produttori, con cerniera bloccabile, adatto come componente aggiuntivo a tutti i supporti per tablet in cui sia previsto aggancio Vesa 75-100 mm.

**Compatibilità:** [Alea Technologies CAM30-NT](#)

Se non siete sicuri della compatibilità con il vostro supporto per tablet, contattateci scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.

È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloak6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c').innerHTML = ""; var

prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c = 'supportotecnico' + '@';

addy6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c = addy6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c + 'easylabs' + '.' + 'it'; var

addy\_text6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c =

'supportotecnico[AT]easylabs.it';document.getElementById('cloak6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c').innerHTML +=

["+addy\\_text6e0df56270cddd7883d8bd8bd227810c+"](#): specificando quale tipo di dispositivo vorreste utilizzare e con quale adattatore posteriore.

#### Video Pulire & disinfettare

**Disponibilità:** Su richiesta.

**Prescrivibilità (LEA 65/17):** [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)