

PentaFloat Tele



Stativo con base di ridotta dimensione, con ruote. Colonna elevabile in altezza. Posizionamento ad una mano

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1738,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1425,00

Ammontare IVA € 313,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Stativo PentaFloat Tele con base a cinque bracci con ruote, e contrappeso, è utile per posizionare ausili per la comunicazione e computer / tablet su letti, divani o sedie a rotelle.

Il design coniuga il braccio di REHAdapt posizionabile con una sola mano, con base dal ridotto ingombro.

La stabilità è mantenuta dal peso alla base di 15 Kg.

Questo stativo è contraddistinto inoltre da colonna elevabile in altezza, i giunti hanno viti a brugola o manopola.

Capacità di carico: 2-3,5 Kg

Peso complessivo: 23 Kg

Contrappeso: 15 Kg

Base: 64,8 cm

Altezza colonna: 1095-1795 mm

Movimento braccio: -200/+200mm

Video Pulire & disinfettare

Stativi con ruote: PentaFloat Tele

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)