

Dado Sensoriale Luminea/SHX 25cm



Cubo sensoriali SHX/Luminea 25 cm

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Tira il dado per controllare l'intera stanza. Ogni volta che tiri il dado scegli tra le scene della collezione selezionata nel software SHX o attiva i dispositivi Luminea.

Molto utile per attività di riconoscimento e giochi con contenuti casuali. Su ciascuna faccia del dado è presente una tasca trasparente per l'inserimento di un pittogramma o immagine.

Compatibile con il sistema SHX/Luminea.

Questo Cubo sensoriale è disponibile in due dimensioni da 25cm di lato o più grande con lato da 40 cm ma con le medesime funzionalità.

Adatto a:

Disturbo dello spettro autistico
Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...
Difficoltà di apprendimento
Anziani
Bambini piccoli, intervento precoce

Caratteristiche:

Funziona a radiofrequenza
Dimensioni: 25 x 25 x 25 cm

I materiali vinilici dei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.

Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.

Resistente all'abrasione.

Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.

Peso totale: 620 gr / m²

Spessore: 0,5 mm - 1 mm

Conforme al regolamento REACH

Resistente al fuoco: classificazione M2

Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.

Altamente resistente al sole.

Schiуме

Tutta la schiuma che utilizziamo nei nostri prodotti, sia in poliuretano che in polietilene, è standardizzata e conforme alle più severe normative tecniche e ambientali europee.

Disponibilità: su richiesta