

Poltrona Relax vibroacustica



Poltrona Relax con braccioli, vibroacustica. Sedetevi e godetevi le vibrazioni di questa poltrona.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Progettata per sentire la vibrazione della musica o il suono del video che attraversa il tuo corpo.

Essere a proprio agio, nella posizione corretta e con i livelli di attivazione adeguati all'attività intrapresa è la chiave per il benessere e per qualsiasi intervento educativo o terapeutico.

L'elemento che trasmette la vibrazione è già incorporato.

Per il funzionamento delle vibrazioni al variar della musica è indispensabile il collegamento ad un [modulo di controllo dei sistemi SHX](#).

Adatta nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...

Difficoltà di apprendimento

Anziani

Deficit visivo

Caratteristiche:

Braccioli staccabili

Sedile in memory foam viscoelastico.

Schienale reclinabile ergonomico fino alla posizione orizzontale

Lo schienale si reclina con il peso del corpo. Ritorna alla posizione originale quando non viene applicato alcun peso

Gambe in faggio verniciato

Rivestimento con tessuto vinilico M2 ignifugo

Sedute e posizionamento: Poltrona Relax vibroacustica

Misure: 104 (altezza) x 68,5 (larghezza) x 51-85 cm (profondità)

Altezza seduta: 44,5 cm 70*65*70 cm.

Connettore vibrazioni: Speakon

Pulizia

Utilizzare sapone non abrasivo e acqua in una spugna o un panno umido.

Risciacquare con un panno umido

Asciugare con un panno morbido e asciutto

Disponibilità: su richiesta