

Ibrido 3D Universale SLS



Stativo per carrozzina per posizionamento dispositivi leggeri di comunicazione.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 512,40

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 420,00

Ammontare IVA € 92,40

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Supporto universale per carrozzina H3D a due tubi.

Composto da Tubo telescopico H3D, giunto base e ricevitore per la connessione SLS.

Stativo da carrozzina per dispositivi leggeri di comunicazione. Permette di collocare i dispositivi in qualsiasi posizione.

Snodi totalmente riposizionabili in 3D. Tre posizioni predefinite: in uso, per uscita, e posizione da riposo (parked).

La rimozione rapida dello stativo dalla carrozzina è possibile semplicemente tirando in alto lo stativo (sollevandolo).

È possibile il montaggio sia su carrozzine manuali che elettroniche e/o basculanti con alcuni accessori, su telai a tubi quadrati o per le carrozzine elettroniche.

In dotazione due tubi da 400-650 x 400 mm ed un SLS.

CARATTERISTICHE

• Richiede [morsetto per il fissaggio](#).

- Sono previste tre posizioni predefinite: utilizzo, uscita, parcheggio.
- Per la rimozione rapida dello stativo basta tirarlo verso l'alto.
- Tutti i giunti si regolano con chiave a brugola.

MISURE:

Lunghezza Tubo 1: 20 cm

Lunghezza Tubo 2: 50 cm

Lunghezza Tubo 3: 40 cm

Diametro tubi: 22 mm

Capacità massima di carico: 1,8 Kg

Video Pulire & disinfettare

Istruzioni di [sicurezza Ibrido H3D universale con SLS](#)

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)