

## EasyEyes - Telecamera IntelliGaze CAM30NXT



**Telecamera CAM30NXT USB, un nuovo step nell'uso del puntamento oculare**

### Prezzo

Produttore: [Alea Technologies GmbH](#)

### Descrizione

La telecamera CAM30NXT IntelliGaze consente alle persone con disabilità motorie ma con buona capacità di movimento e controllo oculare, di mantenere la possibilità di comunicazione con il loro ambiente e migliorare la loro qualità di vita.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tecnologia di Tracking: Binoculare, occhi scuri (dark eye) tracking oculare e del capo - monoculare tramite sistema ibrido infrarosso e video di
- Area/Volume di Lavoro con sistema posizionato a circa 620 mm di distanza: 32 \* 20 \* 35 cm3 [LxHxP]
- Distanza operativa: 50-85 cm
- Accuratezza, statica: 0.5°, tipicamente
- Accuratezza di tracciamento: tipicamente 0,5°-1° (fisso/ su tutta l'area di lavoro)
- Frequenza campionamento: 60 Hz
- Velocità Massima di Spostamento del capo: 15 cm/s
- Tempo di Ripristino (Recovery-time) dopo la perdita del tracking (la testa si è spostata troppo velocemente o fuori dal Volume di Lavoro): 16 ms
- Dimensioni telecamera: ca. 285 x 44 x 38 mm3 [LxHxP]
- Dimensione monitor: fino a 24", 16:9. Raccomandato 12"-17". Con monitor più grandi può funzionare in casi specifici o con ridotta accuratezza
- Peso telecamera: ca. 280 g.
- Consumo energetico < in media 2,5W
- Carico di Processamento tipicamente < 5% CPU [con PC standard i5, 8 gen]
- Opzioni di Montaggio: su monitor con adattatore VESA, su Tablet-PC con interfacce specifiche
- Software: IntelliGaze 11.x o succ, dedicato per calibrazione e controllo del desktop, comunicazione alfabetica
- Sistema Operativo: Windows 11/10
- Interfaccia di collegamento: USB 3.0.

### SERVIZI

- Supporto Tecnico ed assistenza da remoto: Gratuito.  
per qualsiasi difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto scrivere a [supportotecnico\[at\]easylabs.it](mailto:supportotecnico[at]easylabs.it)
- Aggiornamenti Software di Tracking: Gratuiti
- Prescrivibilità ISO: [22.36.21.015 emulatore di mouse con lo sguardo](#)
- Disponibilità prodotto: Sempre disponibile

[Scarica la brochure di IntelliGaze](#) in una delle configurazioni possibili: EASYeyes (0.5 Mb)

Leggi anche [Accessori puntamento oculare](#)

VEDI [IntelliGaze 5.5xx ICC - EASYeyes](#)

VEDI [IntelliGaze versione 5.x](#)

VEDI [Aggiornare IntelliGaze](#)

