

COMUNICARE CON LO SGUARDO

easyeyes

USARE IL COMPUTER CON GLI OCCHI



Come vuoi...



Dove vuoi...

Con chi vuoi...




Comunicazione e controllo totale di Windows
con **puntamento oculare**
Tollerante a **movimenti del capo**

by **easy**labs



Con chi vuoi...

EasyEyes è un sistema integrato a puntamento oculare per la comunicazione e l'accesso completo di Windows PC attraverso il solo utilizzo dello sguardo, capace di gestire l'utilizzo diretto e immediato, in totale autonomia e anche in presenza di consistenti movimenti del capo, di qualsiasi applicazione inclusi i social network.



Come vuoi...



Cuore di EasyEyes è il software di gestione IntelliGaze 5.0 (con licenza 360° + ICC) che oltre a controllare le principali impostazioni (calibrazione, gestione del mouse e dei suoi tasti, tempo di attesa per il click e personalizzazione del desktop) permette un accesso immediato a pagine personalizzate di comunicazione e controllo ambientale integrato.

SOFTWARE INCLUSI

- s.o. Windows 10 pro
- IntelliGaze 5.x con licenza Accesso completo ed integrata Comunicazione / Controllo ambientale (per gestione diretta Windows, apps, comunicazione, navigazione, social)
- Grid3, per comunicazione, scrittura e controllo ambientale con griglie facilitate
- Vocalizer Expressive TTS v7 Italiano (opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE

CAM30NT by Alea Technologies GmbH

Tecnologia Puntamento: ibrida, head/eye tracking bi&monoculare
Frequenza Campionamento: 40 Hz
Recupero dopo perdita puntamento: 150 ms
Accuratezza, in Area/Volume lavoro: 50 - 75 cm
Distanza operativa: L320 x H200 x P250 mm³
Area/Volume di Lavoro, centrato alla distanza di 620 mm
Dimensioni monitor: 13,3" - 19"
Interfaccia: USB2, alimentazione e dati
Dimensioni: 285 x 44 x 38 mm³
Peso: 280 g
Consumo: <2,5W medio
Utilizzo CPU: <5% cpu i5

Dove vuoi...



Grazie agli stativi in alluminio aeronautico Rehadapt, EasyEyes può essere collocato su qualsiasi tipo di carrozzina (Monty 3D-EyeHD), letto (TeleLock), poltrona (VarioLock) e tavolo (TS-XL).

TABLET

- 13.3" Touch Capacitivo
- CPU Intel 5thgen i7 2.4GHz (4M Cache, up to 3.0GHz)
- Memoria 8 GB DDR3
- SSD 128 GB
- Wifi/Bluetooth 4.0 LE
- Webcam anteriore 2Mp
- Speaker aggiuntivo Bluetooth
- Dimensioni: 344*216*18,9 mm
- Acqua e polvere: pannello frontale IP54
- Peso: 1,43 Kg

Info, prove e preventivi: EASY Labs Srl

Via Venasca, 16
10138 TORINO
tel 011-4386140
www.easylabs.it
ufficio@easylabs.it

by **easylabs**