



Inviare Griglie a Grid Player

Per poter inviare delle proprie Griglie a Grid Player è necessario essersi connessi in The Grid2. Se non avete già creato un vostro account, lo potete creare da Grid Player



Una volta connessi, sarà possibile da The Grid2 selezionare qualsiasi insieme di Griglie ed inviarle a Grid Player.

Selezionate sul vostro Ipad, in Grid Player, il pulsante Aggiorna in Esplora Griglie ed il vostro insieme di griglie dopo qualche istante sarà disponibile in Grid Player.



NOTA: Fare sempre riferimento al sito ThinkSmartbox (ex Sensory Software) per questioni relative a Grid Player.

Ad esempio, il numero di griglie che si possono trasferire è limitato, così come la loro dimensione totale, inoltre le griglie da trasferire non possono contenere elementi protetti da licenza.

Adattamento in Italiano a cura di EASY Labs Srl - www.easylabs.it v0.1 originale in Grid-Player-for-iOS-manual di Sensory Software