

## Comunicatore Big Step by Step con livelli



**Comunicatore multi-messaggio (in sequenza) con livelli VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.**

### Prezzo

Prezzo (inc. IVA 22%) € 328,18

Prezzo (IVA escl.) € 269,00

Ammontare IVA € 59,18

Produttore [Ablenet inc](#)

### Descrizione

Il comunicatore Big Step by Step è un comunicatore multi-messaggio, in sequenza, simile al Big Mack per funzionamento finalità e dimensioni, con in più l'aggiunta dei livelli.

Permette di registrare e riprodurre messaggi in sequenza, su tre livelli, per una durata totale complessiva di 240 secondi.

Collegando un giocattolo adattato (con il cavetto maschio-maschio in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).

### ACCESSORI

- Scudo trasparente
- Altri accessori disponibili (non in dotazione): Tracolla da trasporto, Piatto fissaggio, Top Intercambiabile

### INFO

**Prescrivibilità:** per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

Colori disponibili: Rosso, Verde, Giallo, Blu

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo registrazione: 240 sec.
- Dimensioni: 13 cm di diametro
- Alimentazione: batteria 9 Volt (non in dotazione)
- Messaggi/Livelli: Illimitati Sequenziali/3
- Ingresso Sensori: 1
- Uscita Giochi/ECU App: 1
- Superficie di Attivazione: 12.7-cm
- Forza d' Attivazione: 85-142-g
- Peso con Batteria: 439-g

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.