

Comunicatore Big Step by Step



Comunicatore multi-messaggio (in sequenza) VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (inc. IVA 22%) € 303,78

Prezzo (IVA escl.) € 249,00

Ammontare IVA € 54,78

Produttore [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il comunicatore Big Step by Step è un comunicatore multi-messaggio, in sequenza, simile al Big Mack per funzionamento finalità e dimensioni. Permette di registrare e riprodurre più messaggi per una durata totale complessiva di 75 secondi.

Collegando un giocattolo adattato (con il cavetto maschio-maschio in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).

ACCESSORI

- Scudo trasparente

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo registrazione: 75 sec.
- Dimensioni: 13 cm di diametro
- Alimentazione: batteria 9 Volt (non in dotazione)

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.