

### Sensore Jelly Bean



Medio sensore singolo, tondo, a pressione con superficie di attivazione di 6,35 cm di diametro.

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 84,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 84,00

Ammontare IVA

Produttore: [Ablenet inc](#)

#### Descrizione

Jelly Bean è stato considerato per molti anni uno standard tra i sensori di medie dimensioni; è un pulsante azionabile premendo la superficie superiore.

Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

Nella flangia del sensore sono presenti tre fori per il passaggio di viti per consentirne il fissaggio.

Ne esiste una versione wireless [Jelly Beamer](#) ed anche una wireless temporizzata [Jelly Beamer con temporizzatore](#).

Jelly Bean è il sensore di dimensione media, l'esemplare in dimensione grande è il [sensore Big Red](#), quello in dimensione piccola è il [sensore Specs](#).

#### ACCESSORI

- In dotazione, copertura trasparente per fissare un simbolo sul sensore in maniera facile e veloce!
- In dotazione, cappucci colorati intercambiabili per Jelly Bean rosso, giallo, verde, blu.
- Posizionamento: [Magic Arm](#) con [piatto triangolare piccolo](#) per chi avesse gravi difficoltà motorie e necessitasse pertanto di un posizionamento molto accurato del sensore, è possibile abbinare questo braccio di fissaggio, in alternativa un [braccio flessibile con SuperClamp](#) o [braccio flessibile con pinza](#).

#### INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm. mono
- Forza di attivazione: 71 g
- Dimensioni: diametro 6,35 cm
- Feedback: Sonoro (click), tattile
- Colori in dotazione: rosso, giallo, verde, blu
- Prescrivibilità LEA: [24.09.18.003 sensore di comando ad azionamento meccanico](#)

**Sensori: Sensore Jelly Bean**

---

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.