

The Grid 2



PROGRAMMA FUORI COMMERCIO


Prezzo

Produttore: [Smartbox Assistive Technology](#)

Descrizione

Per questo prodotto è stata annunciata la data di ritiro dalla commercializzazione a partire dal 1 Gennaio 2018

Fare riferimento a [Grid 3 \(CSY403\)](#) che è l'evoluzione di The Grid2.



The Grid2 ha come proprio ambito principale le comunicazione ed il controllo del computer, oltre a questi due importanti ambiti questo programma può essere usato per l'apprendimento, la didattica, il gioco, il controllo ambientale. The Grid 2 permette di gestire le proprie foto, musica, filmati e di integrarli tutti nelle proprie griglie personalizzate.

CARATTERISTICHE:

- Modalità di comunicazione sia alfabetica che simbolica
- Possibilità di uscita in voce sia sintetizzata che digitalizzata
- Interazione con alcuni programmi esterni e navigazione internet
- Gestione Email, Facebook, Tweeter, Youtube interna a The Grid2 tramite le sue barre di lavoro
- Svariate modalità di input, fra cui sensori esterni, tastiera, mouse di ogni tipo fra cui anche touchscreen e puntamento oculare coi più importanti dispositivi di puntamento oculare presenti sul mercato.

Inoltre:

- Possibilità di avere alla selezione di una cella: feedback visivo, sonoro, lettura dell'elemento selezionato
- La selezione di una cella può avvenire in maniera diretta col click del mouse, o col tocco sul touchscreen, o con la fissazione o ammiccamento tramite puntamento oculare, o con un sensore esterno collegato in modalità mouse, joystick, tastiera, o con un autoclick temporizzato
- Rende possibile utilizzare liste di parole, per la scrittura veloce integra predizione di parola e di parola successiva
- Utilizzato in modalità alfabetica permette all'utente di memorizzare da sé i propri messaggi più frequenti
- Con griglie personalizzate ad hoc, può gestire la domotica, attraverso l'uso di interfacce Ir, RF, ZeegWave, di svariati produttori
- Offre la possibilità di eseguire comandi esterni.

Sono compatibili con The Grid2 i software di gestione di [Toybox](#) per la gestione di giocattoli a batteria e dell'interfaccia USB di [Control USB](#) per il controllo ambientale.

La schermata di The Grid2 può contenere al massimo 20 colonne per 10 righe per un totale di 200 elementi.

The Grid2 integra alcune librerie di simboli come Widgit Literacy Symbols, SymbolStix, ed è compatibile con molte altre, alcune acquistabili con licenza a pagamento come PCS, Bliss Symbols, Snaps Photo Library. È possibile gestire foto e filmati sia propri che da web.

The Grid2 è un programma per ambiente Windows, ma esiste un player gratuito [GridPlayer](#) per Ipad scaricabile da AppleStore.

Per poter trasferire le proprie griglie dal PC all'Ipad è necessario avere [una licenza di The Grid2](#) per Windows, aver creato in The Grid2 un proprio account, oltre ad avere entrambi i sistemi connessi ad internet.

Per maggiori dettagli sulle modalità di aggiornamento del software, consulta le seguenti pagine:

- [Il servizio Aggiornamento Sensory](#)
- [Domande su Aggiornamento Sensory](#)
- [Attivazione licenze The Grid2 e simboli](#)