

Tech Talk



Comunicatore multi-messaggio ad 8 messaggi. Selezione diretta, con uscita in voce - Audio digitalizzato, multilivello

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 925,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 759,00

Ammontare IVA € 166,98

Produttore: [AMDì](#)

Descrizione

Tech Talk è un comunicatore con uscita in voce, a più livelli, a selezione diretta ad otto messaggi per livello.

Tech Talk è facile da usare e resistente.

Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per l'attivazione.

Per tutta la serie Tech e Smart di AMDì esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.

In dotazione ha il software (in inglese) [Overlay Designer Pro V2](#) (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle.

In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd [PCS WME DELUXE](#) per la personalizzazione delle proprie tabelle.

Caratteristiche distintive:

Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori

Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice

Batterie standard

Specifiche:

Numero celle per livello: 8 celle

Numero livelli totali disponibili: 12 livelli

Registrazione e riproduzione 96 messaggi

Lunghezza Standard del singolo messaggio: 4,5 secondi

Dimensione della cella 8,9 *8,9 cm

Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 7,62 cm

Peso: 1,36 Kg

Disponibilità: su richiesta

