

Sistema di chiamata - campanello adattato -allarme



Sistema di chiamata, campanello, adattato per uso con sensore esterno, wireless.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 132,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 109,00

Ammontare IVA € 23,98

Produttore: [ALTRI](#)

Descrizione

Il Sistema di chiamata adattato è un un campanello di chiamata a distanza, composto da un trasmettitore ed un ricevitore, entrambi a batteria, che comunicano tra loro a distanza attraverso onde radio.

Il trasmettitore è stato adattato per l'uso tramite sensore esterno.

L'azionamento di un [sensore di comando singolo](#), sia esso a pressione, di prossimità, a soffio, a trazione, qualunque sensore (con connettore da 3,5 mm mono maschio) va bene.. fa scattare un segnale sonoro di allarme di forte intensità emesso dal ricevitore.

A seconda del dispositivo disponibile, è possibile scegliere una fra più tonalità musicali differenti.

Caratteristiche

Tonalità: da una a quattro a seconda dei modelli.

Ingressi: uno per sensore singolo.

Sensore: non incluso.

Immagine: potrebbe non riprodurre le fattezze del dispositivo attualmente commercializzato.

Disponibilità: sempre disponibile.

Prescrivibilità: [LEA 24.13.03.012 satellite di controllo d'ambiente a radiofrequenza](#)

Si veda articolo su [Sistema di chiamata o campanello, o campanello adattato](#)