


Braccio Flessibile lungo per due sensori



Braccio flessibile lungo 120 cm con ad entrambe le estremità supporto circolare per sensore

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 169,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 139,00

Ammontare IVA € 30,58

Produttore: [Loc Line](#)

Descrizione

Braccio flessibile, di circa 120 cm, con ad entrambe le estremità un disco per il fissaggio di un sensore, viene fornito di 16 fascette riutilizzabili e quattro coppie di dischetti di velcro (maschio/femmina) di 4,76 cm diam.

Viene fornito preassemblato

Caratteristiche

Lunghezza: 120 cm ca

Diametro supporto sensori: 7,5 cm

Diametro braccio: 3/4"

Fascette in dotazione: 16

Colore braccio: nero

Peso: 500 g ca

Disponibilità: immediata