

Sensore a soffio Sip/Puff - supporto flessibile



Sensore a soffio Sip/Puff con supporto flessibile da tavolo

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 657,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 539,00

Ammontare IVA € 118,58

Produttore: [Origin Instruments Co](http://Origin-Instruments.Co)

Descrizione

È un sensore a due funzioni, succhia/soffia, con accessorio di posizionamento flessibile da tavolo detto a "collo d'oca".

Il sensore a soffio Sip/Puff converte il soffio e/o il succhio in chiusure indipendenti del sensore.

Il box di controllo del sensore Sip/Puff ha due (2) ingressi da 3,5 millimetri per il collegamento di due cavi: mono standard o stereo singolo, ed ha integrati pulsanti di test per aiutare a testarne l'utilizzo.

Forte, leggero e versatile, il braccio flessibile a "collo d'oca" per il posizionamento è dotato di un supporto universale che si attacca saldamente alla maggior parte dei tavoli, letti e sedie a rotelle, fornendo altresì un facile e sicuro posizionamento del boccaglio.

Il boccaglio filtrato è sostituibile al bisogno.

Un sottile tubicino flessibile di collegamento interfaccia il boccaglio al sensore Sip/Puff.

Il tubicino ed il filo possono essere piegati e tagliati per adattarsi alle esigenze individuali. Per utente singolo

DOTAZIONE

Il Sensore a soffio Sip/Puff con supporto flessibile da tavolo include:

- Un box di controllo Sip/Puff con pulsanti integrati per funzione "soffio" e funzione "succhio", (non è richiesta alcuna fonte di alimentazione esterna)
- Un supporto flessibile da tavolo (Gooseneck) con Montaggio universale, all'interno del supporto corre un tubicino con terminazioni a vite da collegare al box di controllo
- Un tubicino da 1.8 m con terminazioni con connettore a vite
- Un cavetto maschio-maschio (mono-mono) da 3,5 mm lungo 152,40 cm
- Un cavetto maschio-maschio (stereo-stereo) da 3,5 mm lungo 152,40 cm
- 4 tubicini per bocca (Mouth Tube per Gooseneck) di cui uno attaccato al supporto da tavolo

INFO

- Connettore sensore: mono/stereo 3,5 mm

Sensori: Sensore a soffio Sip/Puff - supporto flessibile

Disponibilità: su richiesta