

## Sensore a soffio USB - supporto a capo



**Sensore a due funzioni, succhia/soffia, USB, con accessorio di posizionamento a testa.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 657,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 539,00

Ammontare IVA € 118,58

Produttore: [Origin Instruments Co](http://www.origininstruments.com)

### Descrizione

Sensore a soffio a due funzioni (succhia/soffia), USB, con dispositivo di posizionamento a testo tipo cuffia, dalle dimensioni estremamente contenute.

Si collega direttamente alla porta USB di computer, portatili, tablet, e fornisce la emulazione software dei tasti del mouse o delle funzioni del joystick.

Attraverso le configurazioni possibili tramite i piccoli interruttori (microswitch) posti sulla parte inferiore della interfaccia, Breeze determina quale tipo di comando inviare ai vostri applicativi.

Per applicazioni speciali, la sensibilità può essere regolata e la pressione dinamica necessaria può essere modificata direttamente dalla interfaccia USB, il sensore di pressione elettronico integrato in Breeze USB rileverà un soffio o succhio e lo convertirà in clic del mouse, o del joystick, o caratteri della tastiera e invierà questi comandi al dispositivo collegato.

Il dispositivo di fissaggio è regolabile ed è adattabile alla testa dell'utilizzatore, così rendendolo versatile nell'uso con altri dispositivi anche se richiedono il movimento del capo, come i mouse a testa.

Il tubo ed i fili in dotazioni possono essere tagliati ed accorciati per adattarli alle necessità dell'utilizzatore.

Con un adattatore USB (Lightening Adapter o Connection Kit), Breeze può fornire l'accesso completo al touch iPad, iPhone o iPod.

### DOTAZIONE

- Interfaccia Breeze USB con filtro per saliva
- Supporto a testa imbottito con tubo di 1,8m e connettore pneumatico USB
- 3 tubi terminali (bocca) con anima metallica per avere "memoria" nel posizionamento

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Emulazione pulsanti Mouse
- Emulazione pulsanti Joystick
- Emulazione tastiera
- Interruttore di controllo Eventi iOS 7

## Sensori: Sensore a soffio USB - supporto a capo

---

- Bassa Latenza
- Basso Consumo
- Funziona con driver Windows standard, Mac e Linux USB Human Interface Device (HID)
- Alimentazione USB
- Dispositivo USB ad alta velocità
- La pressione standard di soffio e succhio è circa pari a quella di una colonna d'acqua di 7,6 cm in condizioni di pressione ambientale standard
- Impostazione alta sensibilità è di circa pari ad una colonna d'acqua di 5 cm
- Dimensioni: 51 x 20 x 13 mm
- Peso: 14 grammi

### INFO

- Connettore: USB standard
- Compatibilità: Windows, Mac, iOS 7 (controllo Interruttori)

**Disponibilità:** su richiesta.