

## Big Beamer Trasmettitore e Ricevitore



### Un kit di sensore Big Beamer wireless ed il Ricevitore Originale

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 474,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 389,00

Ammontare IVA € 85,58

Produttore: [Ablenet inc](#)

#### Descrizione

Il sensore Big Beamer con il Ricevitore Originale funziona con la stessa stabilità e libertà del modello originale [Jelly Beamer](#), con una grossa superficie di attivazione.

Big Beamer viene fornito con 4 top intercambiabili. Si passa dal rosso al giallo al verde al blue in pochi istanti.

#### Specifiche

Tipo di Attivazione	Pressione
Dimensione superficie di attivazione	Grande (6.35-cm)
Forza di Attivazione	156g
Corsa prima dell'attivazione	0,114cm
Feedback	Sonoro, tattile, Visivo
Tipo Connessione	AbleNet Wireless
Numero di ingressi per Sensori	1
Batteria Tipo	No
Piastra Montaggio	Universal Mounting Plate

**Disponibilità:** immediata