

Seduta Comfort



Seduta comfort. Per un comfort che avvolga il tuo corpo

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

La sedia comfort è stata progettata con il giusto equilibrio di imbottitura in schiuma e riempitivi sferici, consentendo di sedersi su una **base stabile e di sentirsi avvolti delicatamente** dallo schienale confortevole.

Questa comoda seduta offre una sensazione di benessere e incoraggia il desiderio di comunicare e imparare.

Adatto nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari...
Paralisi cerebrale
Disturbo dello spettro autistico
Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...
Difficoltà di apprendimento
Anziani

Caratteristiche:

Dimensioni: 80 x 80 x 87 cm.
Altezza della seduta: 40 cm.

materiale

I materiali vinilici che utilizziamo nei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.
Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.
Resistente all'abrasione.
Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.
Peso totale: 620 gr / m2
Spessore: 0,5 mm - 1 mm
Conforme al regolamento REACH

Sedute e posizionamento: Seduta Comfort

Resistente al fuoco: classificazione M2
Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.
Altamente resistente al sole.

Schiume

Tutta la schiuma che utilizziamo nei nostri prodotti, sia in poliuretano che in polietilene, è standardizzata e conforme alle più severe normative tecniche e ambientali europee.

Colori

Grigio, nero, blu, azzurro, rosso, arancione, giallo, pistacchio, verde, crema, bianco, marrone.

Disponibilità: su richiesta