

Seduta vibroacustica Comfort



Seduta comfort vibroacustica. Una seduta molto confortevole che abbraccia il tuo corpo e ti permette di sentire la vibrazione.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Progettata per sentire la vibrazione della musica o il suono del video che attraversa il tuo corpo.

La sedia comfort è stata progettata con il giusto equilibrio di imbottitura in schiuma e riempitivi semiovali, consentendo di sedersi su una base stabile e di sentirsi avvolti delicatamente dallo schienale confortevole.

Questa comoda seduta offre una sensazione di benessere e incoraggia il desiderio di comunicare e imparare.

Il modulo per le vibrazioni è integrato nella seduta.

Per il funzionamento delle vibrazioni al variar della musica è indispensabile il collegamento ad un [modulo di controllo dei sistemi SHX](#).

Adatto nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...

Difficoltà di apprendimento

Anziani

Deficit visivo

Bambini piccoli, intervento precoce

Caratteristiche:

Dimensioni: 80 x 80 x 87 cm.

Altezza della seduta: 40 cm.

Connettore vibrazioni: Speakon

materiale

I materiali vinilici che utilizziamo nei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.

Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.

Resistente all'abrasione.

Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.

Peso totale: 620 gr / m²

Spessore: 0,5 mm - 1 mm

Conforme al regolamento REACH

Resistente al fuoco: classificazione M2

Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.

Altamente resistente al sole.

Schiume

Tutta la schiuma che utilizziamo nei nostri prodotti, sia in poliuretano che in polietilene, è standardizzata e conforme alle più severe normative tecniche e ambientali europee.

Colori

Grigio, nero, blu, azzurro, rosso, arancione, giallo, pistacchio, verde, crema, bianco, marrone.

Disponibilità: su richiesta