

Letto vibroacustico ad acqua



Letto ad acqua, vibroacustico. Sdraiatici su e senti le vibrazioni nel tuo corpo.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Una sensazione piacevole! Esplora e senti il tuo corpo sdraiato su questo letto ad acqua.

Questo letto è composto da un **materasso ad acqua** che si adatta alla forma del tuo corpo.
Questo letto permette di esplorare le sensazioni nel proprio corpo e favorisce una piacevole sensazione di benessere.
Le vibrazioni vengono trasmesse al suonar della musica.
Il letto è sollevato dal pavimento e ha i piedi forti per consentirne l'utilizzo anche con sollevatori a pavimento.
Si può scegliere tra una vasta gamma di colori vivaci, a seconda della finitura necessaria per la tua stanza.

L'elemento che trasmette la vibrazione è già incorporato.
Per il funzionamento delle vibrazioni al variar della musica è indispensabile il collegamento ad un [modulo di controllo dei sistemi SHX](#).

Adatto nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari...
Paralisi cerebrale
Disturbo dello spettro autistico
Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...
Difficoltà di apprendimento
Deficit visivo

Caratteristiche:

Dimensioni: 110 x 210 x 40 cm.
Accessibile con sollevatori a pavimento
Connettore vibrazioni: Speakon

Materiale

I materiali vinilici che utilizziamo nei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.
Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.
Resistente all'abrasione.
Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.
Peso totale: 620 gr / m2
Spessore: 0,5 mm - 1 mm

Sedute e posizionamento: Letto vibroacustico ad acqua

Conforme al regolamento REACH
Resistente al fuoco: classificazione M2
Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.
Altamente resistente al sole.

Schiume

Tutta la schiuma che utilizziamo nei nostri prodotti, sia in poliuretano che in polietilene, è standardizzata e conforme alle più severe normative tecniche e ambientali europee.

Colori

Grigio, nero, blu, azzurro, rosso, arancione, giallo, pistacchio, verde, crema, bianco, marrone.

Disponibilità: su richiesta