

Faretto a LED UV



Faretto a LED a luce ultravioletta.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Un potente faro a lunga durata a LED che emette luce ultravioletta in un'area specifica.

Gli elementi di illuminazione sono controllati con il dispositivo SHX, che consente di modificare i colori e regolare l'intensità dell'illuminazione in base all'attività e al rumore ambientale.

Questo faretto DMX è composto da 55 LED a lunga durata ad alta luminosità.

Consigliamo sempre l'abbinamento di questo faretto quando si utilizza un fascio di [Fibre Ottiche UV](#).

Adatto a persone con:

Disabilità motorie da: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, malattie neuromuscolari
Paralisi cerebrale
Disturbo dello spettro autistico
Danno cerebrale: ictus, trauma cranico
Disabilità intellettiva
Persone anziane
Danno visivo

Caratteristiche

Faretto DMX con 55 LEDs
230V

Abbinamento consigliato: [Fibre Ottiche UV](#)

Disponibilità: su richiesta