

Vasca palline Luminea/SHX Vibroacustica



La Vasca di palline Luminea, illuminata e vibrante che funziona con la stanza SHX

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

La vasca di palline è un elemento divertente e terapeutico che incoraggia sia il movimento e il gioco sia la proprioccezione attraverso gli effetti del massaggio e la vibrazione delle sfere.

Le palline illuminate sono costituite da sfere trasparenti che consentono alla luce colorata di attraversarle e di essere proiettate dall'interno della vasca, creando un incredibile effetto luminoso che aumenta l'interazione.

I colori della piscina cambiano da tablet o sensore in [modalità Luminea](#) se la vasca è utilizzata in modalità stand-alone.

I colori delle piscine cambiano contemporaneamente al resto dell'ambiente. La vibrazione si attiva in base al suono e alla musica riprodotti nella stanza. Tutto questo è possibile grazie al sistema SHX che permette di selezionare un colore per mezzo di qualsiasi controller SHX (telecomando, tablet, dado, pannello touchscreen, pulsante ...), oppure cambiare colore a seconda dei segnali vocali o immagini proiettate. Per il funzionamento delle vibrazioni al variare della musica è indispensabile il collegamento ad un [modulo di controllo dei sistemi SHX](#).

Adatto nei casi di :

- Paralisi cerebrale
- Disturbo dello spettro autistico
- Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico
- Difficoltà di apprendimento
- Bambini piccoli, intervento precoce

Caratteristiche:

Dimensioni: 145 x 145 x 70 cm.

Include il set di palline multicolore necessario.

Include l'elemento che consente la vibrazione in base al suono.

Funzionamento integrato all'interno del sistema SHX.

Sorgente Luminea

Compatibile con il sistema SHX

Modalità AUTOMatica: i colori cambiano (ciclano) senza alcun controller

Ingresso sensori per modalità AUTOMatica & Spegnimento

Ingresso sensori per modalità sequenziale (i 7 colori si ripetono ciclando)

DMX

Il ricevitore a Radio-frequenza è compatibile con i controllers Qinera.

Doppio WiFi (sia per configurazione che per la connessione alla rete della casa/centro)

Compatibile con la App Luminea

I materiali vinilici che utilizziamo nei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.

Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.

Resistente all'abrasione.

Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.

Peso totale: 620 gr / m2

Spessore: 0,5 mm - 1 mm

Conforme al regolamento REACH

Resistente al fuoco: classificazione M2

Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.

Altamente resistente al sole.

Schiume

Tutta la schiuma che utilizziamo nei nostri prodotti, sia in poliuretano che in polietilene, è standardizzata e conforme alle più severe normative tecniche e ambientali europee.

Colori

Grigio, nero, blu, azzurro, rosso, arancione, giallo, pistacchio, verde, crema, bianco, marrone.

Disponibilità: su richiesta