


## Tenda di fibre ottiche SHX



**Tenda di fibre ottiche SHX. Le fibre ottiche si attivano in modo coordinato con l'intera stanza.**

### Prezzo

Produttore: [ALTRI](#)

### Descrizione

Tenda di fibre ottiche SHX con sorgente luminosa. La tenda di fibre ottiche è uno dei possibili elementi della stanza SHX.

Un tubo bianco da cui scende una cascata di fibre ottiche.

Adatto per il montaggio su pareti o sopra porte e finestre. Produce una cortina di luce scintillante da toccare e con cui giocare in sicurezza, starci sotto o camminarci attraverso.

Stimola la **propriocezione e la consapevolezza del corpo**. Il contatto con le fibre ottiche aiuta a percepire le diverse parti del **corpo**. Ideale per l'apprendimento di causa ed effetto, per il riconoscimento dei colori e per le attività che favoriscono la **comunicazione**.

Questo modello di tenda di fibre ottiche viene utilizzato per le stanze con il sistema SHX e offre opzioni di controllo illimitate usando uno qualsiasi degli elementi SHX: scegli qualsiasi colore o cambia il colore delle fibre usando la tua voce o in base al colore dell'immagine che viene proiettata facente parte delle scene del software SHX.

La fibra in polimetilmetacrilato (in forma abbreviata PMMA) utilizzata in questo prodotto ha certificazioni di giocattolo CPSIA ed EN71. Ciò significa che si può essere sicuri che si sta acquistando un prodotto sicuro, rigorosamente testato.

**OPZIONI** - Due diverse lunghezze del tubo disponibili per le vostre esigenze nella vostra camera

**Montaggio** - Si monta piatto a parete o sopra la porta utilizzando le staffe di fissaggio fornite.

**Qualità** - Completamente testato prima della spedizione

### Adatto nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, malattie neuromuscolari ...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Danno cerebrale: ictus, trauma cranico

Disabilità intellettiva

Anziani  
Danno visivo  
Bambini in tenera età.

**Dimensioni**

Lunghezza tubo: 100 o 150 cm  
Numero fili di fibra ottica: 66 o 99 a seconda della lunghezza del tubo  
Lunghezza fili 200 cm  
Illuminatore: in dotazione

**Disponibilità:** su richiesta